

### Ceramspray

#### **Domaine d'application :**

Spray de séparation pour la céramique. Pour isoler les modèles et la masse céramique appliquée.

#### **Mode d'application :**

Bien agiter avant utilisation. Pulvériser une première fois sur 5-8 cm environ, patienter 1 minute environ, puis pulvériser une seconde fois. Procéder par petites pulvérisations uniquement, prévenir la formation de gouttelettes, par exemple dans les alvéoles profondes. Une application ciblée au pinceau est également possible.

#### **Qualité :**

Le **Diaswiss Ceramspray** garantit une isolation sûre entre les surfaces des modèles et la céramique appliquée et permet un décollement aisé du modèle en vue de la cuisson. Aucun risque de contamination croisée comme pour les bouteilles-pinceaux. Le liquide qui adhère brûle sans laisser de résidus.

#### **Risques :**

Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation.

#### **Conservation :**

- Flacon sous pression.
- Ne pas exposer aux rayons directs du soleil.
- Prévenir tout échauffement au-delà de 50 °C.

#### **Élimination :**

Avec les déchets généraux du laboratoire (boîtes métalliques)

#### **Fabricant:**

DIASWISS S.A. \* Rte de St Cergue 293 \* CH-1260 Nyon \* Tel: +41 22 301 56 00

Rév. 11/14